# CT オーダー留意事項

## ■ 当院で造影検査を実施しない条件

- 重篤な甲状腺疾患
- ヨード過敏症の既往
- eGFR < 30

## ■ eGFR に関して

- eGFR 値は原則「3 か月以内」のデータを参考とします。
  - → 照射録に eGFR の値と採取日を必ず記入してください。
    - 。 3 か月以上前のデータの場合でも、撮影可能と判断される場合はコメントに記載してください。

## ■ eGFR に応じた造影剤の量

- 30 < eGFR < 45 の場合
  - 通常検査: 造影剤量を 30%減量
  - 肝胆膵検査: 造影剤量を 20%減量
  - 造影剤の減量希望(例:減量なし・半量など)があれば、コメントに記入してください。

#### ■ 糖尿病患者でメトグルコ(メトホルミン系)服用中の場合

- eGFR ≥ 45
  - → 検査後2日間休薬
- 30 < eGFR < 45
  - → 検査前後2日間休薬
- 点滴などの処置希望がある場合は、コメントに記載してください。

### ■ 撮影タイミングの決定

- 造影検査ではフリーコメントの記載内容(検査目的など)により撮影タイミングを決定します。
  - → 必ず検査目的等を明記してください。

## CT 基本撮影のご案内

## ■ 撮影スライス厚・作成画像

- 頭部
  - スライス厚: Axi(軸位)5mm

### ● 体幹部

- スライス厚:
  - 。 Axi(軸位)5mm
  - o MPR Cor(冠状断)2mm
  - 。 MPR Sag(矢状断)2mm(※腹部単純のみ)

## ● 整形領域

## スライス厚・画像処理:

- o MPR Axi / Cor / Sag:各 1mm
- 。 VR(Volume Rendering)作成あり

	スライス厚	撮像範囲
頭部	5mm	大後頭孔~頭頂部
眼窩•副鼻腔	5mm	外耳孔上縁~眼窩下縁

- **頭部 CT**: 原則として **OM ライン**(外眼角-外耳孔線)で撮影を行います。
- 眼窩・副鼻腔のみを撮影する場合: RB ライン(眼窩下縁-外耳孔線)で撮影します。
- 頭部+副鼻腔を同時に撮影する場合は、「副鼻腔から」撮影希望とコメントにご記入ください(この場合も OM ラインで撮影します)。

## ■ 特別な画像処理・条件設定の希望がある場合

以下のような追加の撮影条件や画像処理を希望される場合は、コメント欄に必ずご記入ください。

#### 例:

「細かく(2.5mm スライスを追加)」「骨条件での再構成希望」「冠状断(COR)画像追加希望」「矢状断(SAG)画像追加希望」など

	スライス厚	撮像範囲	
頸部 単純	2.5mm	外耳道~大動脈弓下	
頸部 単純十造影	2.5mm	外耳道~大動脈弓下	50s 注入 タイミング:80s
食道 単純+造影	5mm	外耳孔~腎下縁	50s 注入 タイミング:80s

	スライス厚	撮像範囲	
胸部 単純	5mm	肺尖~横隔膜下縁	
胸部 単純+造影	5mm	肺尖~横隔膜下縁	50s 注入 タイミング:80s

#### ■ 特殊な撮影指示が必要なケース

- 嗄声(させい)・反回神経麻痺疑いなど
  - コメント欄にその旨をご記入いただいた場合、**外耳道から撮影**を行います。
    - → 解剖学的に声帯レベルを確実にカバーするためです。

## ● 肺梗塞疑い

特殊造影プロトコル:

30 秒注入/25 秒・80 秒の 2 時相撮影

• 必ず「肺梗塞疑い」とコメント欄に明記してください。

	スライス厚	撮像範囲	
大動脈 単純	5mm	肺尖~骨盤腔	
大動脈 単純+造影	5mm	肺尖~骨盤腔	30s 注入 タイミング:35s,100s
肺動脈·下肢静脈 (PE+DVT)	P5mm CE 1.25mm	PE:肺尖~骨盤腔 DVT:肝上縁~つま先	30s 注入 タイミンク*: 25s(PE),240s(DVT)

### ● DVT(深部静脈血栓症)オーダー時

- コメントの記載がない場合、DVT 部位(下肢など)のみ撮影となります
  - → 他部位(肺塞栓の併用など)をご希望の場合は、**必ずその旨をコメントに明記**してください

	スライス厚	撮像範囲	
腹部 単純	5mm	肝上緣~骨盤腔	
腹部 単純+造影	5mm	肝上緣~骨盤腔	30s 注入 タイミング:35s,100s
肝臓 単純+造影	5mm	肝上緣~骨盤腔	30s 注入 タイミング:35s,80s,180s,(360s)
			35s,80s:肝上緣~腎下緣
胆・膵 単純+造影	2.5mm	肝上緣~骨盤腔	30s 注入 タイミング: <b>40s</b> ,80s,180s
			40s,80s:肝上緣~腎下緣
腎臓 単純+造影	5mm	肝上縁~骨盤腔	30s 注入 タイミング:35s,100s,540s,

## ■ 目的部位・検査内容の明記について

• 検査目的部位や詳細内容は、必ずコメント欄にご記入ください。

### <記入例>

- 「肝ダイナミック」「胆道・膵ダイナミック」「腎ダイナミック」など
  - → 適切なタイミング・プロトコル設定のため、正確な記載をお願いします。

## ■ 胃に関する検査目的について

- コメント欄に「胃がん疑い」など、胃に関する記載がある場合は、 撮影前に水 200mL 程度を内服していただきます(胃を拡張させるため)。
- 水服用が不要な場合は、必ずその旨をコメント欄にご記入ください。例:「水なしで」など